

6202-xxxx Dosen transparent, mit Schraubdeckel/ All-purpose tubes with screw cap

Hiermit bestätigen wir unseren Geschäftspartnern, dass *die oben genannten Artikel* den Vorschriften der Verordnung (EU) Nr. 10/2011 und nachfolgender Ergänzungen sowie der EU-Rahmenverordnung (EG) Nr. 1935/2004 in ihrer jeweils aktuellen Fassung entsprechen. Sie sind als Bedarfsgegenstände im Sinne von §2 Abs.6 Nr.1 des Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuches (LFGB) einzustufen und unterliegen somit auch den Bestimmungen der Bedarfsgegenständeverordnung (BedGgstV).

Durch das verwendete Material werden Lebensmittel nicht sensorisch beeinflusst.

Gemäß BfR-Empfehlung VII (Polypropylen) werden Grenzwerte von Katalysatorrückständen eingehalten und ferner wurden keine Schwermetalle nachgewiesen.

We hereby confirm that the above-mentioned product complies with the German Commodity Regulation, with the Regulation (EU) No. 10/2011 and subsequent amendments as well as the EU-Framework Regulation (EC) No. 1935/2004.

Anwendungsbedingungen / Einhaltung von Grenzwerten

Conditions of use / Compliance with threshold values

a) Spezifikationen zum vorgesehenen Verwendungszweck oder Einschränkungen: *Specifications of the intended use or limitations:*

- Art/Arten von Lebensmitteln, die mit dem Material in Berührung kommen sollen:
Type(s) of food intended to come into contact with the product/material:

wässrige, saure, fetthaltige, alkoholhaltige (bis 10%) und feste Lebensmittel
aqueous, acidic, fatty, alcohol (up to 10% alcohol) and solid food

- Dauer und Temperatur der Behandlung und Lagerung bei Kontakt mit dem Lebensmittel:
Duration and temperature of treatment and / or storage while in contact with the food:

Langzeitkontakt / Langzeitlagerung 10d / 40°C
Long term contact / - storage 10d / 40°C

- Verhältnis der mit Lebensmitteln in Berührung kommenden Fläche zum Volumen, anhand dessen die Konformität des Materials oder Gegenstandes festgestellt wurde:

Ratio of the area of the food contact material to the volume used to determine the compliance of the plastic food contact material or article:

- Prüfbedingungen:
Test requirements:

Simulanzien A, B, D2 [10% Ethanol / 3%ige Essigsäure / Öl]
Food stimulants A, B, D2 (10% Ethanol; 3% Acetic Acid; Oil)

b) Die Globalmigrationswerte liegen bei spezifikationsgemäßer Anwendung unterhalb des gesetzlichen Grenzwertes. Die Prüfungen erfolgen nach Art. 17/18 der Verordnung (EU) Nr. 10/2011 in Verbindung mit Anhang V.

The global migration values are lower than the admitted threshold values. The tests are performed according to Article 17/18 of Regulation (EU) No. 10/2011 in conjunction with Annex V.

Folgende Stoffe mit Beschränkung (Additive und Monomere, die SML beschränkt sind) werden in dem o.g. Produkt eingesetzt / Grenzwerte werden eingehalten:

Information about restricted substances and or specifications / compliance of the limits is confirmed;

| Stoffbezeichnung / Name | CAS-Nr. | Beschränkung / Limit mg/kg |
|--|-------------|----------------------------|
| 1,2,3-Trideoxy-4,6:5,7-bis-O-((4-propylphenyl)methylene)-nonitol | 882073-43-0 | 5 |
| Acetonitril | 7128-64-5 | 0,6 |
| N,N-Bis(2-hydroxyethyl)alkyl(C8-C18)amin | 70955-14-5 | 1,2 |
| Aluminium | | 1,0 |

Information zu Dual Use Additiven gemäß Verordnung (EU) Nr. 10/2011

Information about dual use additives according to Regulation (EU) No. 10/2011

| Stoffbezeichnung / Name | CAS-Nr. |
|---|---|
| Glycerinmonostearat (Glycerol Monostearate) | 31566-31-1 / E 471 |
| Benzoessäure (Benzoic Acid) | CAS No.65-85-0 / Ref.-Nr. 37600 / E 210 |

Im o.g. Produkt wird keine funktionelle Barriere aus Kunststoff verwendet.

No usage of a plastic functional barrier.

Gegen die Verwendung des Produktes bei der Herstellung von Bedarfsgegenständen im Sinne der Verordnungen (EU) Nr.10/2011, Nr. 1935/2004 und Nr. 2023/2006 bestehen keine Bedenken. Die eingesetzten Materialien/Rohstoffe entsprechen der Verordnung (EU) Nr. 10/2011, die wiederum Leitfäden zur Auswahl der anzuwendenden Prüfbedingungen für verschiedene Lebensmittel liefert.

Diese Bestätigung gilt für das von uns gelieferte Produkt und dessen Verwendung wie spezifiziert. Die Konformitätsprüfung wurde nach den o.g. Regeln durchgeführt. Danach erfüllt das Produkt bei Beachtung der angegebenen Lebensmittelkontaktbedingungen die rechtlichen Vorgaben für die Verpackung der angegebenen Füllgüter. Bei Abweichungen vom Einsatzzweck hat sich der Verwender über die Eignung des Produkts selbst zu überzeugen.

Insbesondere wird darauf verwiesen, dass bei Bedruckung kein Kontakt zwischen Druckfarbe und Lebensmittel entstehen darf.

In terms of Regulations (EU) No. 10/2011, (EC) No. 1935/2004 and (EC) No. 2023/2006 there are no objections against the use of the product for the manufacture of articles intended for food contact.

The raw materials used comply with the demands of the Regulation (EU) No. 10/2011. This Regulation provides guidelines for the selection of test conditions to be used for various food products.

This declaration is valid for the product delivered by us as specified above.

According to that and under consideration of the food contact conditions stated, the product complies with the stipulations of these Regulations regarding the packaging of food products to be packed.

The user shall verify himself that the product is suitable for the intended food to be packed beyond the stipulations of the Directives.

In particular it is emphasized that in case of printed material, no contact is allowed between the printing ink and the food product.

The declaration is based on our current state of knowledge and information provided by our supplier at the time that the document was drawn up. The supplier – Bürkle GmbH in Bad Bellingen/Germany – is certified according to the standard DIN EN ISO 9001 by the DQS (German Society for Quality Assurance) since 1995. The number of certificate is 2284-08.

21. October 2022



Bürkle GmbH, Bad Bellingen,
Martin Saint-Denis, Managing Director

