

# LaboPlast® Supports de laboratoire

- ▶ Supports d'entonnoir /  
Supports de filtration
- ▶ Support d'entonnoir de  
sédimentation Imhoff
- ▶ Supports à pipettes

Avec un concept  
magnétique innovateur

- ▶ Adaptation de la  
hauteur simple,  
flexible
- ▶ Utilisation  
confortable  
et facile



## Supports d'entonnoir

Support d'entonnoir robuste et stable, résistant aux produits chimiques, résistant à la rupture et réglage progressif de la hauteur. Le support est approprié pour tous les entonnoirs de diamètre variant entre 40 et 180 mm. Pour de petits entonnoirs, il est possible d'utiliser les supports d'entonnoir avec raccord réducteur.

Les supports d'entonnoir s'approprient également à merveille comme support de filtration. Grâce à un concept magnétique innovateur, aucune vis de blocage n'est

- ▶ PP, acier chromé
- ▶ Réglage en hauteur progressif grâce à un concept magnétique innovateur
- ▶ Hauteur réglable jusqu'à 450 mm
- ▶ Pour entonnoirs de Ø 40 - 180 mm
- ▶ Autres supports d'entonnoir disponibles comme accessoires



nécessaire, les supports d'entonnoir peuvent être réglés en hauteur de manière simple, flexible et à une main. Le support de laboratoire peut être adapté de manière flexible par des accessoires correspondants, par ex. avec des fixations d'entonnoir supplémentaires ou avec une fixation d'entonnoir Imhoff. Le support d'entonnoir peut aussi être transformé en support à pipettes.

### Support d'entonnoir pour deux entonnoirs

Support d'entonnoir avec deux fixations pour entonnoir et deux raccords réducteurs. Design à faible encombrement avec deux surfaces de pose pratiques.



Modèle	Réf.	
pour deux entonnoirs	9622-0200	N4
Accessoires		
Appellation	Réf.	
① Support pour entonnoir (Ø 40-180 mm) avec raccord réducteur	9622-0001	N4
② Logement pour entonnoir de sédimentation pour entonnoir Imhoff à partir de Ø 90 mm	7118-2001	N4



### Support d'entonnoir pour quatre entonnoirs

Support d'entonnoir avec quatre fixations pour entonnoir et quatre raccords réducteurs. Un pied très stable offre une surface de pose pour quatre récipients et garantit une sécurité absolue contre le renversement.



Modèle	Réf.	
pour quatre entonnoirs	9622-0400	N4
Accessoires		
Appellation	Réf.	
① Support pour entonnoir (Ø 40-180 mm) avec raccord réducteur	9622-0001	N4
② Logement pour entonnoir de sédimentation pour entonnoir Imhoff à partir de Ø 90 mm	7118-2001	N4
③ Kit de rechange supports à pipettes, deux platines perforées/un plateau collecteur	9630-0100	N4

## Support d'entonnoir de sédimentation Imhoff

Le support d'entonnoir de sédimentation est destiné au rangement sûr et pratique, au support et au stockage d'entonnoirs Imhoff pendant la sédimentation.

Grâce à deux logements d'entonnoir, les entonnoirs Imhoff ont un maintien sûr, stable et ils peuvent être positionnés absolument à la verticale.

Support avec respectivement deux supports pour entonnoir de sédimentation, adéquat pour entonnoirs à partir d'un diamètre de 90 mm.

- ▶ Support d'entonnoir Imhoff
- ▶ PP, acier chromé
- ▶ Hauteur réglable jusqu'à 450 mm
- ▶ Pour des entonnoirs à partir d'un diamètre de 90 mm

Grâce à un concept magnétique innovateur, aucune vis de blocage n'est nécessaire, les supports d'entonnoir peuvent être réglés en hauteur de manière simple, flexible et à une main.

Avec les accessoires correspondants, les fixations d'entonnoir Imhoff peuvent également être remplacées par des supports d'entonnoir à usage multiple.



Modèle	Réf.
pour deux entonnoirs	7118-2000 N4
<b>Accessoires</b>	
Appellation	Réf.
① Support pour entonnoir (Ø 40-180 mm) avec raccord réducteur	9622-0001 N4
② Logement p. entonnoir de sédimentation p. entonnoir Imhoff à partir de Ø 90 mm	7118-2001 N4

## Supports à pipettes

Supports à pipettes avec deux platines perforées rotatives et plateau collecteur. Les supports sont appropriés pour un maximum de 40 pipettes de différentes tailles, pour toutes les pipettes graduées et jaugées d'un diamètre maximal de 18 mm.

Un plateau collecteur protège les pointes des pipettes et récupère les gouttes du liquide.

Le porte-pipettes est approprié pour le séchage et le rangement peu encombrant de pipettes mais aussi de thermomètres, éprouvettes ou semblables.

- ▶ PP, acier chromé
- ▶ Hauteur réglable jusqu'à 450 mm
- ▶ 40 emplacements jusqu'à un Ø maximal de 18 mm



Un pied très stable garantit une sécurité absolue contre le renversement.

Grâce à un concept magnétique innovateur, aucune vis de blocage n'est nécessaire, les platines de logement peuvent être réglées en hauteur de manière simple, flexible et à une main.

Le support de laboratoire peut être adapté de manière flexible avec les accessoires correspondants, par ex. comme support d'entonnoir de sédimentation Imhoff ou comme support d'entonnoir.



Modèle	Réf.
pour 40 pipettes	9630-0090 N4

Accessoires	
Appellation	Réf.
① Support pour entonnoir (Ø 40-180 mm) avec raccord réducteur	9622-0001 N4
② Logement pour entonnoir de sédimentation pour entonnoir Imhoff à partir de Ø 90 mm	7118-2001 N4