

LaboPlast® Soporte para laboratorio

- ▶ Soporte para embudos
- ▶ Soporte para embudos de sedimentación Imhoff
- ▶ Soporte para pipetas

Con un innovador sistema magnético

- ▶ Regulación de altura sencilla y flexible
- ▶ Manejo fácil y cómodo



Soporte para embudos

Soporte para embudos robusto y firme, resistente a productos químicos, irrompible y con regulación continua de altura. El soporte para embudos es idóneo para todos los embudos con un diámetro de 40 a 180 mm. Para embudos pequeños pueden usarse soportes de embudo con insertos reductores. Los soportes para embudos se pueden usar también muy bien como soportes de filtración. Gracias al innovador sistema magnético no se requieren tornillos de

- ▶ PP, acero cromado
- ▶ Regulación continua de altura con innovador sistema magnético
- ▶ Altura ajustable hasta 450 mm
- ▶ Para Ø de embudo de 40 - 180 mm
- ▶ Otros soportes de embudo disponibles como accesorios



apriete y los soportes de embudo pueden adaptarse en su altura de forma sencilla, flexible y con una sola mano. El soporte para laboratorio puede adaptarse flexiblemente con los accesorios, p. ej. con fijaciones de embudo adicionales o bien una fijación para embudos Imhoff. El soporte para embudos puede convertirse también en un soporte para pipetas.

Soporte para embudos para dos embudos

Soporte para embudos con dos fijaciones de embudo y dos insertos reductores. Diseño con reducidas dimensiones, con dos superficies prácticas de apoyo.



Modelo	Nº de artículo	
para dos embudos	9622-0200	N4
Accesorios		
Descripción	Nº de artículo	
① Soporte para embudo (Ø 40-180 mm) con inserto reductor	9622-0001	N4
② Toma de embudo de sedimentación para embudos Imhoff desde Ø 90 mm	7118-2001	N4



Soporte para embudos para cuatro embudos

Soporte para embudos con cuatro fijaciones de embudo y cuatro insertos reductores. El pie de base es muy estable, ofrece superficie de apoyo para 4 recipientes y asegura una estabilidad absoluta.



Modelo	Nº de artículo	
para cuatro embudos	9622-0400	N4
Accesorios		
Descripción	Nº de artículo	
① Soporte para embudo (Ø 40-180 mm) con inserto reductor	9622-0001	N4
② Toma de embudo de sedimentación para embudos Imhoff desde Ø 90 mm	7118-2001	N4
③ Juego de reemplazo para soporte de pipetas, dos placas perforadas/una bandeja colectora	9630-0100	N4

Soporte para embudos de sedimentación Imhoff

El soporte para el embudo de sedimentación sirve para la conservación, fijación y el almacenamiento seguro y práctico de embudos Imhoff durante la sedimentación.

Asegurado con los dos soportes de embudo, el embudo Imhoff se coloca de forma segura y estable y puede posicionarse totalmente perpendicular.

Soporte con dos fijaciones respectivamente para el embudo de sedimentación, para embudos con un diámetro desde 90 mm.

- ▶ Soporte para embudo Imhoff
- ▶ PP, acero cromado
- ▶ Altura ajustable hasta 450 mm
- ▶ Para embudos desde Ø 90 mm

Gracias al innovador sistema magnético no se requieren tornillos de apriete y los soportes de embudo pueden adaptarse en su altura de forma sencilla, flexible y con una sola mano.

Con accesorios adecuados pueden reemplazarse las fijaciones para los embudos Imhoff por soportes para embudos multiuso.



Modelo	Nº de artículo
para dos embudos	7118-2000 N4
Accesorios	Nº de artículo
Descripción	
① Soporte para embudo (Ø 40-180 mm) con inserto reductor	9622-0001 N4
② Toma de embudo de sedimentación para embudos Imhoff desde Ø 90 mm	7118-2001 N4

Soporte para pipetas

Soporte para pipetas con dos placas perforadas giratorias y bandeja colectora. Los soportes sirven para hasta 40 pipetas de diferentes tamaños, para todas las pipetas graduadas y aforadas con un diámetro máx. de 18 mm.

Una bandeja colectora protege las puntas de pipeta y colecta las gotas de líquido.

El soporte para pipetas sirve para el secado y la conservación de pipetas y también termómetros, tubos de ensayo o similares en un espacio reducido. El pie de base es muy estable y asegura una estabilidad absoluta.

- ▶ PP, acero cromado
- ▶ Altura ajustable hasta 450 mm
- ▶ 40 espacios hasta Ø 18 mm



Modelo	Nº de artículo
para 40 pipetas	9630-0090 N4

Accesorios	
Descripción	Nº de artículo
① Soporte para embudo (Ø 40-180 mm) con inserto reductor	9622-0001 N4
② Toma de embudo de sedimentación para embudos Imhoff desde Ø 90 mm	7118-2001 N4