

LaboPlast® Лабораторные штативы

- ▶ Штативы для воронок /
Подставки для фильтрования
- ▶ Штатив для
седиментационных
воронок
- ▶ Штатив для пипеток

С инновационной
магнитной концепцией

- ▶ Простая, изменяемая
регулировка высоты
- ▶ Удобное,
беспрепятственное
управление



Подставки для воронок

Прочная и устойчивая подставка для воронок, устойчива к химикалиям и механическим воздействиям, имеет плавную регулировку высоты.

Подставка для воронок совместима с любыми воронками диаметром от 40 до 180 мм. Для небольших воронок можно применять держатели с адаптерами.

Подставки для воронок можно прекрасно использовать и в качестве подставок для фильтрации. Благодаря инновационной магнитной концепции нет необ-

- ▶ ПП, хромированная сталь
- ▶ Плавная регулировка высоты благодаря инновационной магнитной концепции
- ▶ Регулируемая высота до 450 мм
- ▶ Для воронок Ø 40 - 180 мм
- ▶ Другие подставки для воронок предлагаются в качестве аксессуаров



ходимости в зажимных винтах, держатели воронок можно просто, гибко и с помощью одной руки регулировать по высоте.

С помощью соответствующих аксессуаров лабораторную подставку можно гибко адаптировать, например, с применением дополнительных держателей воронок или крепления для ячейки Имхоффа. Кроме того, подставка для воронок может быть преобразована в подставку для пипеток.

Подставка для двух воронок

Подставка с двумя держателями воронок и двумя адаптерами. Компактный дизайн с двумя практичными площадками.



Исполнение	№ арт.	
Подставка для двух воронок	9622-0200	N4
Принадлежности		
Описание	№ арт.	
① Держатель для воронок (Ø 40-180 мм) с набором адаптеров	9622-0001	N4
② Крепление седиментационных воронок для ячеек Имхоффа от Ø 90 мм	7118-2001	N4



Подставка для четырёх воронок

Подставка с четырьмя держателями воронок и четырьмя адаптерами. Очень стабильная опора предлагает площадки для четырёх ёмкостей и обеспечивает абсолютную устойчивость.



Исполнение	№ арт.	
Подставка для четырёх воронок	9622-0400	N4
Принадлежности		
Описание	№ арт.	
① Держатель для воронок (Ø 40-180 мм) с набором адаптеров	9622-0001	N4
② Крепление седиментационных воронок для ячеек Имхоффа от Ø 90 мм	7118-2001	N4
③ Сменный набор подставки для пипеток, двух тарелок/одного поддона	9630-0100	N4

Штатив для седиментационных воронок

Штатив для седиментационных воронок служит для безопасного и практичного сохранения, крепления или опоры ячеек Имхоффа в процессе седиментации.

Благодаря двум крепежам ячейки Имхоффа фиксируются надёжно, стабильно и могут располагаться абсолютно вертикально.

Штатив с двумя креплениями для седиментационных воронок подходит для воронок диаметром от 90 мм.

- ▶ Стойка для ячейки Имхоффа
- ▶ ПП, хромированная сталь
- ▶ Регулируемая высота до 450 мм
- ▶ Для воронок от Ø 90 мм



Благодаря инновационной магнитной концепции нет необходимости в зажимных винтах, держатели воронок можно просто, гибко и с помощью одной руки регулировать по высоте.

При использовании соответствующих аксессуаров, крепления для ячеек Имхоффа можно заменить креплениями для универсальных воронок.



Исполнение	№ арт.	
Для двух воронок	7118-2000	N4
Принадлежности	№ арт.	
Описание	№ арт.	
① Держатель для воронок (Ø 40-180 мм) с набором адаптеров	9622-0001	N4
② Крепление седиментационных воронок для ячеек Имхоффа от Ø 90 мм	7118-2001	N4

Штатив для пипеток

Штатив для пипеток с двумя вращающимися тарелками и поддоном. Держатели рассчитаны на 40 пипеток различного размера, для всех градуированных пипеток и пипеток Мора с максимальным диаметром 18 мм.

Поддон защищает кончики пипеток и собирает стекающую с пипеток жидкость.

Штатив для пипеток предназначен для сушки и компактного хранения пипеток, а также термометров, пробирок и тому подобных инструментов. Очень стабильная опора обеспечивает абсолютную устойчивость конструкции.

- ▶ ПП, хромированная сталь
- ▶ Регулируемая высота до 450 мм
- ▶ 40 гнезд до Ø 18 мм



Исполнение	№ арт.	
Штатив для пипеток	9622-0090	N4
Принадлежности		
Описание	№ арт.	
① Держатель для воронок (Ø 40-180 мм) с набором адаптеров	9622-0001	N4
② Крепление седиментационных воронок для ячеек Имхоффа от Ø 90 мм	7118-2001	N4