

# ХИТ ПРОДУКТЫ

## ФИТИНГИ И СОЕДИНИТЕЛИ

**Фитинги и соединители**


- ▶ Двухходовой клапан
- ▶ Трехходовой клапан
- ▶ Соединители прямые
- ▶ Соединители угловые
- ▶ Y-образные соединители
- ▶ T-образные соединители
- ▶ Крестообразные соединители
- ▶ Универсальные соединители
- ▶ Соединители конические
- ▶ Соединители редуccionные
- ▶ Обратный клапан
- ▶ Датчики потока

### Двух- и трехходовые клапаны



Двух- и трехходовые клапаны используются для монтажа систем подвода жидкостей или газов для открытия, закрытия или изменения направления потока.

- ▶ ПВДФ: высокая химическая устойчивость, прозрачные, пригодны для продовольственных товаров
- ▶ ПП/ПЭ: для промышленного использования, красный/белый
- ▶ Диапазон рабочих температур: ПВДФ от 0 до +40 °С, ПП/ПЭ от +5 до +40 °С
- ▶ Максимальное рабочее давление 1 бар
- ▶ С опорной плоскостью для облегчения монтажа



#### Двухходовой клапан

Материал	Для Ø мм	Ном. размер мм	№ арт.
ПП/ПЭ	5-7	4	8605-0060 N4
ПП/ПЭ	7-9	6	8605-0080 N4
ПП/ПЭ	9-11	8	8605-0100 N4
ПП/ПЭ	11-13	8	8605-0120 N4
ПВДФ	5-7	4	8607-0060 N4
ПВДФ	7-9	6	8607-0080 N4
ПВДФ	9-11	8	8607-0100 N4
ПВДФ	11-13	8	8607-0120 N4

#### Трехходовой клапан

ПП/ПЭ	5-7	4	8606-0060 N4
ПП/ПЭ	7-9	6	8606-0080 N4
ПП/ПЭ	9-11	8	8606-0100 N4
ПП/ПЭ	11-13	8	8606-0120 N4
ПВДФ	5-7	4	8608-0060 N4
ПВДФ	7-9	6	8608-0080 N4
ПВДФ	9-11	8	8608-0100 N4
ПВДФ	11-13	8	8608-0120 N4

## Соединители прямые, цилиндрические патрубki



Прямые патрубки для различных размеров трубок, цилиндрические патрубки.

- ▶ Изготовлены из ПП, диапазон рабочих температур до +135 °С
- ▶ Изготовлены из ПВДФ, диапазон рабочих температур до +160 °С, обладают высокой химической устойчивостью
- ▶ Можно стерилизовать



### Соединители прямые, цилиндрические патрубки

Материал	Для Ø мм	Штук в упаковке	№ арт.
пп	3-5	10	8701-0004 N4
пп	5-7	10	8701-0006 N4
пп	7-9	10	8701-0008 N4
пп	9-11	10	8701-0010 N4
пп	11-13	10	8701-0012 N4
пп	13-15	10	8701-0014 N4
пвдф	3-5	10	8710-0004 N4
пвдф	5-7	10	8710-0006 N4
пвдф	7-9	10	8710-0008 N4
пвдф	9-11	10	8710-0010 N4
пвдф	11-13	10	8710-0012 N4
пвдф	13-15	10	8710-0014 N4

## Соединители угловые



Угловые патрубки для соединения трубок, цилиндрические патрубки.

- ▶ Изготовлены из ПП, диапазон рабочих температур до +135 °С
- ▶ Изготовлены из ПВДФ, диапазон рабочих температур до +160 °С, обладают высокой химической устойчивостью
- ▶ Можно стерилизовать



### Соединители угловые

Материал	Для Ø мм	Штук в упаковке	№ арт.
пп	3-5	10	8707-0004 N4
пп	5-7	10	8707-0006 N4
пп	7-9	10	8707-0008 N4
пп	9-11	10	8707-0010 N4
пп	11-13	10	8707-0012 N4
пп	13-15	10	8707-0014 N4
пвдф	3-5	10	8713-0004 N4
пвдф	5-7	10	8713-0006 N4
пвдф	7-9	10	8713-0008 N4
пвдф	9-11	10	8713-0010 N4
пвдф	11-13	10	8713-0012 N4
пвдф	13-15	10	8713-0014 N4

## Y-образные соединители



Y-образные патрубки для соединения трубок, цилиндрические патрубки.

- ▶ Изготовлены из ПП, диапазон рабочих температур до +135 °С
- ▶ Изготовлены из ПВДФ, диапазон рабочих температур до +160 °С, обладают высокой химической устойчивостью
- ▶ Можно стерилизовать



### Y-образные соединители

Материал	Для Ø мм	Штук в упаковке	№ арт.
пп	3-5	10	8706-0004 N4
пп	5-7	10	8706-0006 N4
пп	6-8	10	8706-0007 N4
пп	7-9	10	8706-0008 N4
пп	9-11	10	8706-0010 N4
пп	11-13	10	8706-0012 N4
пп	13-15	10	8706-0014 N4
пвдф	3-5	10	8712-0004 N4
пвдф	5-7	10	8712-0006 N4
пвдф	7-9	10	8712-0008 N4
пвдф	9-11	10	8712-0010 N4
пвдф	11-13	10	8712-0012 N4
пвдф	13-15	10	8712-0014 N4

## Соединители для трубок, T-образные



T-образные патрубки для соединения трубок, цилиндрические патрубки.

- ▶ Изготовлены из ПП, диапазон рабочих температур до +135 °С
- ▶ Изготовлены из ПВДФ, диапазон рабочих температур до +160 °С, обладают высокой химической устойчивостью
- ▶ Можно стерилизовать



### T-Schlauchverbinder

Материал	Для Ø мм	Штук в упаковке	№ арт.
пп	3-5	10	8705-0004 N4
пп	5-7	10	8705-0006 N4
пп	7-9	10	8705-0008 N4
пп	9-11	10	8705-0010 N4
пп	11-13	10	8705-0012 N4
пп	13-15	10	8705-0014 N4
пвдф	3-5	10	8711-0004 N4
пвдф	5-7	10	8711-0006 N4
пвдф	7-9	10	8711-0008 N4
пвдф	9-11	10	8711-0010 N4
пвдф	11-13	10	8711-0012 N4
пвдф	13-15	10	8711-0014 N4

## Крестообразные соединители



Крестообразные патрубки для соединения трубок, цилиндрические патрубки.

- ▶ Изготовлены из ПП, диапазон рабочих температур до +135 °С
- ▶ Изготовлены из ПВДФ, диапазон рабочих температур до +160 °С, обладают высокой химической устойчивостью
- ▶ Можно стерилизовать



### Крестообразные соединители

Материал	Для Ø мм	Штук в упаковке	№ арт.
ПП	3-5	10	8708-0004 N4
ПП	5-7	10	8708-0006 N4
ПП	7-9	10	8708-0008 N4
ПП	9-11	10	8708-0010 N4
ПП	11-13	10	8708-0012 N4
ПП	13-15	10	8708-0014 N4
ПВДФ	3-5	10	8717-0004 N4
ПВДФ	5-7	10	8717-0006 N4
ПВДФ	7-9	10	8717-0008 N4
ПВДФ	9-11	10	8717-0010 N4
ПВДФ	11-13	10	8717-0012 N4
ПВДФ	13-15	10	8717-0014 N4

## Универсальные соединители для трубок, конические патрубки



Прямые патрубки для универсального применения, конические патрубки.

- ▶ Изготовлены из ПП, диапазон рабочих температур до +135 °С
- ▶ Изготовлены из ПВДФ, диапазон рабочих температур до +160 °С, обладают высокой химической устойчивостью
- ▶ Можно стерилизовать



### Универсальные соединители для трубок, конические патрубки

Материал	Для Ø мм	Штук в упаковке	№ арт.
ПП	4-17	10	8700-0417 N4
ПВДФ	4-17	10	8710-0417 N4

## Соединители прямые, конические патрубки



Прямые патрубки для различных размеров трубок, конические патрубки.

- ▶ ПП
- ▶ Можно стерилизовать

### Соединители прямые, конические патрубки

Для Ø мм	Штук в упаковке	№ арт.
3-5	10	8700-0406 N3
5-7	10	8700-0608 N3
7-10	10	8700-0810 N3
9-12	10	8700-1012 N3
11-14	10	8700-1214 N3
13-15	10	8700-1416 N3

## Соединители для трубок, редукционные



Редукционные патрубки для перехода с больших на малые трубки.

- ▶ ПП
- ▶ Можно стерилизовать

### Соединители для трубок, редукционные

Для Ø мм	Штук в упаковке	№ арт.
4-8/	10	8703-0408 N3
8-12		
4-8/	10	8703-0412 N3
12-16		
8-12/	10	8703-0812 N3
12-16		



## Кейс с набором соединителей | 68 соединителей



В этом кейсе Вы всегда быстро найдете нужный Вам в данный момент соединитель. В комплекте 68 соединителей: В наборе по **2 штуки** соединителей каждого вида, размером **4, 6, 8, 10, 12 и 14 мм**

- ▶ Соединители для трубок, прямые, арт. № 8701-
- ▶ Соединители для трубок, Т-образные, арт. № 8705-
- ▶ Соединители для трубок, Y-образные, арт. № 8706-
- ▶ Соединители для трубок, X-образные, арт. № 8708-
- ▶ Соединители для трубок, уголкового, арт. № 8707-


По **2 штуки** для трубок от **4-17 мм**

- ▶ Универсальный соединитель для трубок, арт. № 8700-0417
- По **2 штуки** каждого вида, размеры **4-8, 4-12, 8-12 мм**
- ▶ Соединители для трубок, редукционные, арт. № 8703-
- ▶ Изготовлены из прозрачного ПП, ударопрочные

### Кейс с набором соединителей

№ арт.	
8715-1000	N4

## Обратный клапан с коническими патрубками из ПП



Обратные клапаны с рельефной или напечатанной чёрной краской стрелкой. С коническими патрубками. Подходят для решения различных задач.

- ▶ Максимальное рабочее давление 4 бара
- ▶ Диапазон рабочих температур: от 0 °C до +40 °C
- ▶ Шарик клапана из ПП, по запросу также с шариком из нержавеющей стали или ПТФЭ

### Обратный клапан с коническими патрубками из ПП

Для Ø мм	Надпись	Artikel-Nr.	
① 6-8	Рельефная	8714-0060	N4
① 8-10	Рельефная	8714-0080	N4
① 10-14	Рельефная	8714-0100	N4
② 6-8	Чёрная	8714-1006	N4
② 8-10	Чёрная	8714-1008	N4
② 10-14	Чёрная	8714-1010	N4



## Датчики потока

Датчики потока позволяют точно определять скорость потока газов или жидкостей в трубках оптическим методом.

- ▶ Для трубок внутренним диаметром 6–11 мм
- ▶ Максимальное рабочее давление 2 бара
- ▶ Длина, включая патрубки – 88 мм, высота – 40 мм, толщина – 15 мм
- ▶ Цветовая маркировка: синий, красный, чёрный цвет

### Датчики потока «ЛиквиМобиль» из САН

Датчик потока «ЛиквиМобиль» (LiquiMobil) (материал стирол-акрилонитрил) предназначен, в основном, для установки на системы охлаждения и позволяет значительно снизить количество потребляемой воды за счет лучшей регулировки расхода охлаждающей воды. Не пригоден для работы с агрессивными веществами.


- ▶ Максимальная рабочая температура «ЛиквиМобиль» (LiquiMobil) САН +30 °C

### Датчики потока «ХиМобиль» из ПМП

Датчик потока «ХиМобиль» (CheMobil) (материал: полиметилпентен) характеризуется хорошей химической устойчивостью и может быть использован для работы с различными веществами. Не пригоден для работы с сильными кислотами, щелочами и растворителями.

Датчик «ХиМобиль» (CheMobil) можно стерилизовать паром.

- ▶ Максимальная рабочая температура «ХиМобиль» (CheMobil) ПМП +60 °C



### Датчики потока «ЛиквиМобиль» из САН

Цвет	№ арт.	
Красный	8720-1002	N4
Чёрный	8720-1003	N4
Синий	8720-1005	N4

### Датчики потока «ХиМобиль» из ПМП

Цвет	№ арт.	
Красный	8720-2002	N4
Чёрный	8720-2003	N4
Синий	8720-2005	N4